

## **Modell: PP-Einsatz für UTS ergo line LD, XL**

### **Artikelnummer: 29-11163-314**

Bestimmungsgemäße Verwendung: Passive Lagerung



für Auszugswanne ca. Abmessungen: 410x426x67 (BxTxH) mm

Kategorie: Zubehör Außenhöhe [mm]: 67, Außenbreite [mm]: 410, Außentiefe [mm]: 426,  
Bruttogewicht [kg]: 1,50, Nettogewicht [kg]: 1,50,