

# Modell: Zusätzliche Auszugswanne UTS ergo XL

## Artikelnummer: 29-11463-119L

Bestimmungsgemäße Verwendung: Passive Lagerung



Das Höchstvolumen des größten Einzelbindes verringert sich auf 2l. Stahlblech pulverbeschichtet in RAL 7035 lichtgrau.

|                    |         |
|--------------------|---------|
| Kategorie:         | Zubehör |
| Außenbreite [mm]:  | 629     |
| Außentiefe [mm]:   | 432     |
| Außenhöhe [mm]:    | 263     |
| Nettogewicht [kg]: | 11,70   |