

Modell: CLASSIC line pure
Artikelnummer: 29-200667-006

Bestimmungsgemäße Verwendung: Reinräume - brennbare Flüssigkeiten



Klassische Türtechnik (Türgriff), Rechtsanschlag. für die Lagerung von brennbaren Flüssigkeiten. Baumusterprüfung durch MPA/TÜV SÜD nach DIN EN 14470-1, DIN EN 16121 und DIN EN 16122, EK5/AK4 09-10:2009 und AfPS GS 2014: 01 PAK Prüfsiegel: GS- und CE-Zeichen, High-Quality Gütesiegel vom TÜV SÜD Bauweise und Farbgebung:

- Außenkorpus Stahlblech, silber
- Tür Stahlblech, silber
- Innenkorpus Edelstahl 1.4301
- silber ähnlich RAL 9006
- Ausstattung:
- Tür schließt im Brandfall selbsttätig
- Tür bleibt in jeder Position geöffnet
- Zylinderschloß für sicheren Zugang
- Bodenauffangwanne Edelstahl 1.4301
- 4 Lagerböden Edelstahl 1.4301
- Abluftstutzen auf dem Schrankdach
- Optische Kontrollmöglichkeit der Lüftungsöffnung
- Erdungsanschluss auf dem Schrankdach
- Innenausstattung leitend mit Korpus verbunden
- Stellfüße zum Niveaueausgleich
- Sockel zurückgesetzt, RAL 7015

Kategorie:	Typ 90 - brennbare Flüssigkeiten
Modell-Größe	M

Außenbreite [mm]:	594
Außentiefe [mm]:	612
Außenhöhe [mm]:	2.085
Nettogewicht [kg]:	315,00
Anzahl Lagerebenen	4
Anzahl Lagerbereiche pro Lagerebene	1
Türbedienung	klassische Technik
Türtechnik	Flügeltürtechnik