

Modell: CLASSIC line pure

Artikelnummer: 29-200667-006

Bestimmungsgemäße Verwendung: Reinräume - brennbare Flüssigkeiten



Klassische Türtechnik (Türgriff), Rechtsanschlag. für die Lagerung von brennbaren Flüssigkeiten. Baumusterprüfung durch MPA/TÜV SÜD nach DIN EN 14470-1, DIN EN 16121 und DIN EN 16122, EK5/AK4 09-10:2009 und AfPS GS 2014: 01 PAK Prüfsiegel: GS- und CE-Zeichen, High-Quality Gütesiegel vom TÜV SÜD Bauweise und Farbgebung:

- Außenkorpus Stahlblech, silber
- Tür Stahlblech, silber
- Innenkorpus Edelstahl 1.4301
- silber ähnlich RAL 9006
- Ausstattung:
 - Tür schließt im Brandfall selbsttätig
 - Tür bleibt in jeder Position geöffnet
 - Zylinderschloß für sicheren Zugang
 - Bodenauffangwanne Edelstahl 1.4301
 - 4 Lagerböden Edelstahl 1.4301
 - Abluftstutzen auf dem Schrankdach
 - Optische Kontrollmöglichkeit der Lüftungsöffnung
 - Erdungsanschluss auf dem Schrankdach
 - Innenausstattung leitend mit Korpus verbunden
 - Stellfüße zum Niveaueausgleich
 - Sockel zurückgesetzt, RAL 7015

Kategorie: Typ 90 - brennbare Flüssigkeiten Modell-Größe: M, Außenhöhe [mm]: 2.085, Außenbreite [mm]: 594, Außentiefe [mm]: 612, Bruttogewicht [kg]: 315,00, Nettogewicht [kg]: 315,00, Anzahl Lagerebenen: 4, Anzahl Lagerbereiche pro Lagerebene: 1, Türbedienung: klassische Technik, Türtechnik: Flügeltürtechnik,