

# Modell: Zusätzliche Auszugswanne BENCH S

## Artikelnummer: 29-20661-119

Bestimmungsgemäße Verwendung: Passive Lagerung



bei Einbau des zusätzlichen Wannenauszuges ändert sich das Volumen des größten Einzelgebindes auf 2,5L und die max. Tragfähigkeit auf 35kg. Einstellhöhen: unten: 270 mm, oben: 270 mm  
Stahlblech pulverbeschichtet RAL 7035 lichtgrau

Kategorie:	Zubehör
Außenbreite [mm]:	425
Außentiefe [mm]:	433
Außenhöhe [mm]:	350
Nettogewicht [kg]:	11,00