

# Modell: Zusätzliche Auszugswanne BENCH S

## Artikelnummer: 29-20661-119

Bestimmungsgemäße Verwendung: Passive Lagerung



bei Einbau des zusätzlichen Wannenauszuges ändert sich das Volumen des größten Einzelgebindes auf 2,5L und die max. Tragfähigkeit auf 35kg. Einstellhöhen: unten: 270 mm, oben: 270 mm  
Stahlblech pulverbeschichtet RAL 7035 lichtgrau

Kategorie: Zubehör Außenhöhe [mm]: 350, Außenbreite [mm]: 425, Außentiefe [mm]: 433,  
Bruttogewicht [kg]: 11,00, Nettogewicht [kg]: 11,00,