

# Modell: Schließfach Türanschlag re. separat abschließbar, CLASSIC line

## Artikelnummer: 29-50000-036

Bestimmungsgemäße Verwendung: Passive Lagerung



ca. Abmessungen: 370 x 427 x 359 (BxTxH) mm Stahlblech pulverbeschichtet RAL 7035 Lichtgrau  
Mit perforierten Seitenwänden, zur optimierten Belüftung.

Kategorie:	Zubehör
Außenbreite [mm]:	370
Außentiefe [mm]:	427
Außenhöhe [mm]:	359
Nettogewicht [kg]:	16,00