

Modell: Schließfach Türanschlag li. separat abschließbar, CLASSIC line

Artikelnummer: 29-50000-036L

Bestimmungsgemäße Verwendung: Passive Lagerung



ca. Abmessungen: 370 x 427 x 359 (BxTxH) mm Stahlblech pulverbeschichtet RAL 7035 Lichtgrau
Mit perforierten Seitenwänden, zur optimierten Belüftung.

Kategorie:	Zubehör
Außenbreite [mm]:	370
Außentiefe [mm]:	427
Außenhöhe [mm]:	359
Nettogewicht [kg]:	16,00