

Modell: Schließfach Türanschlag re. separat abschließbar, CLASSIC line pro

Artikelnummer: 29-50000-037

Bestimmungsgemäße Verwendung: Passive Lagerung



ca. Abmessungen: 325 x 400 x 343 (BxTxH) mm Stahlblech pulverbeschichtet RAL 7035 Lichtgrau
Mit perforierten Seitenwänden, zur optimierten Belüftung.

Kategorie:	Zubehör
Außenbreite [mm]:	325
Außentiefe [mm]:	400
Außenhöhe [mm]:	343
Nettogewicht [kg]:	16,00