

Modell: Schließfach Türanschlag li. separat abschließbar, CLASSIC line pro Artikelnummer: 29-50000-037L

Bestimmungsgemäße Verwendung: Passive Lagerung



ca. Abmessungen: 325 x 400 x 343 (BxTxH) mm Stahlblech pulverbeschichtet RAL 7035 Lichtgrau
Mit perforierten Seitenwänden, zur optimierten Belüftung.

Kategorie: Zubehör Außenhöhe [mm]: 343, Außenbreite [mm]: 325, Außentiefe [mm]: 400,
Bruttogewicht [kg]: 16,00, Nettogewicht [kg]: 16,00,