

Modell: Wannenboden für CLASSIC S,M u. PREMIUM M, Stahlblech

Artikelnummer: 29-80660-114

Bestimmungsgemäße Verwendung: Passive Lagerung



ca. Abmessungen: 490 x 430 x 35 (BxTxH) mm Stahlblech pulverbeschichtet RAL 7035 lichtgrau

Kategorie:	Zubehör
Außenbreite [mm]:	490
Außentiefe [mm]:	430
Außenhöhe [mm]:	35
Nettogewicht [kg]:	6,00