


# Modell: PP-Einsatz für Wannenboden von CLASSIC S,M und PREMIUM M

## Artikelnummer: 29-80660-314

Bestimmungsgemäße Verwendung: Passive Lagerung



ca. Abmessungen: 480 x 425 x 35 (BxTxH) mm

Kategorie: Zubehör Außenhöhe [mm]: 35, Außenbreite [mm]: 480, Außentiefe [mm]: 425, Bruttogewicht [kg]: 1,50, Nettogewicht [kg]: 1,50,