

Modell: Auswerteeinheit COOL Dual XL

Artikelnummer: 29-80970-073

Bestimmungsgemäße Verwendung: Gekühlte Lagerung



Auswerteeinheit zur Protokollierung der Innenraum- temperatur, der Medientemperatur bei zus. Medien- temperaturfühler und zum Auslesen der Kühl- einheitenparameter wie Kompressor an/aus, Alarmzustände etc.

| | |
|--------------------|---------|
| Kategorie: | Zubehör |
| Modell-Größe | XL |
| Nettogewicht [kg]: | 0,10 |