

Modell: Auswerteeinheit COOL Dual XL

Artikelnummer: 29-80970-073

Bestimmungsgemäße Verwendung: Gekühlte Lagerung



Auswerteeinheit zur Protokollierung der Innenraum- temperatur, der Medientemperatur bei zus. Medien- temperaturfühler und zum Auslesen der Kühl- einheitenparameter wie Kompressor an/aus, Alarmzustände etc.

Kategorie: Zubehör Modell-Größe: XL, Bruttogewicht [kg]: 0,10, Nettogewicht [kg]: 0,10,