

Modell: Verteilerbehälter aus Stahlblech, Inhalt: 1 l

Artikelnummer: 3.101.01

Bestimmungsgemäße Verwendung: Sicherheitsbehälter und Reinigungsgefäße



Maße: ca. 120 x 220 (D x H in mm) innen zinnbeschichtet, außen pulverbeschichtet - rot, Deckel selbstschließend, inkl. Edelstahl-Flammsperre im Behälterhals, automatischer Überdruckausgleich, Behälterkennzeichnung nach GefStoffV und BGV A8.

Kategorie:	für flüssige Gefahrstoffe
Außenhöhe [mm]:	220
Nettogewicht [kg]:	0,50