

Modell: Verteilerbehälter aus Stahlblech, Inhalt: 1 l Artikelnummer: 3.101.01

Bestimmungsgemäße Verwendung: Sicherheitsbehälter und Reinigungsgefäße



Maße: ca. 120 x 220 (D x H in mm) innen zinnbeschichtet, außen pulverbeschichtet - rot, Deckel selbstschließend, inkl. Edelstahl-Flammsperre im Behälterhals, automatischer Überdruckausgleich, Behälterkennzeichnung nach GefStoffV und BGV A8.

Kategorie: für flüssige Gefahrstoffe Außenhöhe [mm]: 220, Bruttogewicht [kg]: 1,00, Nettogewicht [kg]: 0,50,