

# Modell: Verteilerbehälter aus Stahlblech, Inhalt: 4 l

## Artikelnummer: 3.104.01

Bestimmungsgemäße Verwendung: Sicherheitsbehälter und Reinigungsgefäße



Maße: ca. 241 x 279 (D x H in mm) innen zinnbeschichtet, außen pulverbeschichtet - rot, Deckel selbstschließend, inkl. Edelstahl-Flammsperre im Behälterhals, automatischer Überdruckausgleich, Behälterkennzeichnung nach GefStoffV und BGV A8. Prüfungen: FM, UL, TÜV-GS

Kategorie:	für flüssige Gefahrstoffe
Außenhöhe [mm]:	279
Nettogewicht [kg]:	1,50