

# Modell: Verteilerbehälter mit Schlauch Inhalt: 4 l

## Artikelnummer: 3.104.67

Bestimmungsgemäße Verwendung: Sicherheitsbehälter und Reinigungsgefäße



Stahlblech, innen zinnbeschichtet, außen pulverbeschichtet - rot, Deckel selbstschließend, Edelstahl-Flammsperre in Behälteröffnung, automatischer Überdruck-/Vakuumausgleich, Maße: ca. 241 x 267 (D x H in mm), verzinkter Metallschlauch, Länge: ca. 229 mm, Schlauchdurchmesser: ca. 16 mm, Behälterkennzeichnung nach GefStoffV und BGV A8. Prüfungen: FM, UL, TÜV-GS

|                    |                           |
|--------------------|---------------------------|
| Kategorie:         | für flüssige Gefahrstoffe |
| Außenhöhe [mm]:    | 305                       |
| Nettogewicht [kg]: | 3,00                      |