

Modell: Zapfbehälter mit Bodenauslauf aus Stahlblech, Inhalt: 19 l Artikelnummer: 3.108.09

Bestimmungsgemäße Verwendung: Sicherheitsbehälter und Reinigungsgefäße



Stahlblech, innen zinnbeschichtet, außen pulverbeschichtet - rot, Zapfhahn aus Messing, Einfüllöffnung und Zapfhahn selbstschließend, Flamm Sperre in Behälteröffnung und Zapfhahn, automatischer Überdruck-/Vakuumausgleich, Maße: ca. 295 x 410 (D x H in mm), Behälterkennzeichnung nach GefStoffV und BGV A8. Prüfungen: FM-GEPRÜFT

Kategorie: für flüssige Gefahrstoffe Außenhöhe [mm]: 410, Bruttogewicht [kg]: 4,00, Nettogewicht [kg]: 3,70,