

Modell: Kippstation aus Stahlblech, Inhalt: 19 l
Artikelnummer: 3.108.88

Bestimmungsgemäße Verwendung: Sicherheitsbehälter und Reinigungsgefäße



bestehend aus: Verteilerbehälter 19 l und Rahmengestell, Behälter Stahlblech, innen zinnbeschichtet, außen pulverbeschichtet - rot, Zapfhahn aus Messing, Einfüllöffnung und Zapfhahn selbstschließend, Flamm Sperre in Behälteröffnung und Zapfhahn, automatischer Überdruck-/Vakuumausgleich, Maße: ca. 365 x 370 x 600 (L x B x H in mm), Behälterkennzeichnung nach GefStoffV und BGV A8. Prüfungen: FM-GEPRÜFT

Kategorie:	für flüssige Gefahrstoffe
Außenbreite [mm]:	365
Außentiefe [mm]:	370
Außenhöhe [mm]:	600
Nettogewicht [kg]:	6,40