

Modell: Kippstation aus Stahlblech, Inhalt: 19 l

Artikelnummer: 3.108.88

Bestimmungsgemäße Verwendung: Sicherheitsbehälter und Reinigungsgefäße



bestehend aus: Verteilerbehälter 19 l und Rahmengestell, Behälter Stahlblech, innen zinnbeschichtet, außen pulverbeschichtet - rot, Zapfhahn aus Messing, Einfüllöffnung und Zapfhahn selbstschließend, Flamm Sperre in Behälteröffnung und Zapfhahn, automatischer Überdruck-/Vakuumausgleich, Maße: ca. 365 x 370 x 600 (L x B x H in mm), Behälterkennzeichnung nach GefStoffV und BGV A8. Prüfungen: FM-GEPRÜFT

Kategorie: für flüssige Gefahrstoffe Außenhöhe [mm]: 600, Außenbreite [mm]: 365, Außentiefe [mm]: 370, Bruttogewicht [kg]: 6,50, Nettogewicht [kg]: 6,40,