

# Modell: Verteilerbehälter mit Schlauch Ø ca. 16 mm, Inh.: 9,5 l

## Artikelnummer: 3.109.57

Bestimmungsgemäße Verwendung: Sicherheitsbehälter und Reinigungsgefäße



Stahlblech, innen zinnbeschichtet, außen pulverbeschichtet - rot, Deckel selbstschließend, Edelstahl-Flammsperre in Behälteröffnung, automatischer Überdruck-/Vakuumausgleich, Maße: ca. 298 x 305 (D x H in mm), verzinkter Metallschlauch, Länge: ca. 229 mm, Schlauchdurchmesser: ca. 16 mm, Behälterkennzeichnung nach GefStoffV und BGV A8. Prüfungen: FM, UL, TÜV-GS

Kategorie: für flüssige Gefahrstoffe Außenhöhe [mm]: 305, Bruttogewicht [kg]: 4,50, Nettogewicht [kg]: 4,00,