

Modell: Verteilerbehälter aus Stahlblech, Inhalt: 19 l

Artikelnummer: 3.119.00

Bestimmungsgemäße Verwendung: Sicherheitsbehälter und Reinigungsgefäße



Maße: ca. 298 x 429 (D x H in mm) innen zinnbeschichtet, außen pulverbeschichtet - rot, Deckel selbstschließend, Edelstahl-Flammsperre im Behälterhals, automatischer Überdruckausgleich, Behälterkennzeichnung nach GefStoffV und BGV A8. Prüfungen: FM, UL, TÜV-GS

Kategorie: für flüssige Gefahrstoffe Außenhöhe [mm]: 429, Bruttogewicht [kg]: 4,50, Nettogewicht [kg]: 4,00,