

**Modell: Verteilerbehälter mit Schlauch Ø=25 mm,  
Inh.: 19 l  
Artikelnummer: 3.119.68**

Bestimmungsgemäße Verwendung: Sicherheitsbehälter und Reinigungsgefäße



Stahlblech, innen zinnbeschichtet, außen pulverbeschichtet - rot, Deckel selbstschließend, Edelstahl-Flammsperre in Behälteröffnung, automatischer Überdruck-/Vakuumausgleich, Maße: ca. 298 x 445 (D x H in mm), verzinkter Metallschlauch, Länge: ca. 229 mm, Schlauchdurchmesser: ca. 25 mm, Behälterkennzeichnung nach GefStoffV und BGV A8. Prüfungen: FM, UL, TÜV-GS

Kategorie:	für flüssige Gefahrstoffe
Außenhöhe [mm]:	445
Nettogewicht [kg]:	5,00