

Modell: Verteilerbehälter mit Schlauch Ø=25 mm, Inh.: 19 l Artikelnummer: 3.119.68

Bestimmungsgemäße Verwendung: Sicherheitsbehälter und Reinigungsgefäße



Stahlblech, innen zinnbeschichtet, außen pulverbeschichtet - rot, Deckel selbstschließend, Edelstahl-Flamm Sperre in Behälteröffnung, automatischer Überdruck-/Vakuumausgleich, Maße: ca. 298 x 445 (D x H in mm), verzinkter Metallschlauch, Länge: ca. 229 mm, Schlauchdurchmesser: ca. 25 mm, Behälterkennzeichnung nach GefStoffV und BGV A8. Prüfungen: FM, UL, TÜV-GS

Kategorie: für flüssige Gefahrstoffe Außenhöhe [mm]: 445, Bruttogewicht [kg]: 6,00, Nettogewicht [kg]: 5,00,