

Modell: Allzweck-Sicherheitsbehälter aus Edelstahl, Inhalt: 20 l Artikelnummer: 3.84.020

Bestimmungsgemäße Verwendung: Sicherheitsbehälter und Reinigungsgefäße



Edelstahl 1.4301 poliert Maße: ca. 175 x 350 x 490 (B x T x H in mm) 3/4 "-Anschluss f. optional erhältlichen Zapfhahn Flamm Sperre in Verschlusskappe, manueller Vakuum-/Überdruckausgleich im Verschlussdeckel, Behälterkennzeichnung nach GefStoffV und BGV A8.

Kategorie:	für flüssige Gefahrstoffe
Außenbreite [mm]:	175
Außentiefe [mm]:	345
Außenhöhe [mm]:	490
Nettogewicht [kg]:	4,00