

Modell: Abfüllkanister aus Edelstahl Inhalt: 5 l

Artikelnummer: 3.85.005

Bestimmungsgemäße Verwendung: Sicherheitsbehälter



Edelstahl 1.4571 poliert Maße: ca. 130 x 280 x 210 (B x T x H in mm) Flamm Sperre im Behälterhals, incl. selbstschließender Abfüllhahn, manueller Überdruck-/Vakuumausgleich, Behälterkennzeichnung nach GefStoffV und BGV A8.

Kategorie:	für flüssige Gefahrstoffe
Außenbreite [mm]:	130
Außentiefe [mm]:	280
Außenhöhe [mm]:	210
Nettogewicht [kg]:	1,60