

# Modell: Abfüllkanister aus Edelstahl Inhalt: 5 l Artikelnummer: 3.85.005

Bestimmungsgemäße Verwendung: Sicherheitsbehälter



Edelstahl 1.4571 poliert Maße: ca. 130 x 280 x 210 (B x T x H in mm) Flamm Sperre im Behälterhals, incl. selbstschließender Abfüllhahn, manueller Überdruck-/Vakuumausgleich, Behälterkennzeichnung nach GefStoffV und BGV A8.

Kategorie: für flüssige Gefahrstoffe Außenhöhe [mm]: 210, Außenbreite [mm]: 130, Außentiefe [mm]: 280, Bruttogewicht [kg]: 2,00, Nettogewicht [kg]: 1,60,