

Modell: Dosierkanister aus Edelstahl Inhalt: 5 l

Artikelnummer: 3.86.005

Bestimmungsgemäße Verwendung: Sicherheitsbehälter und Reinigungsgefäße



Edelstahl 1.4571 poliert Maße: ca. 130 x 210 x 310 (B x T x H in mm) Flamm Sperre im Behälterhals, selbstschließender Dosierhahn mit Belüftung, automatischer Überdruck-/Vakuumausgleich, Behälterkennzeichnung nach GefStoffV und BGV A8.

Kategorie:	für flüssige Gefahrstoffe
Außenbreite [mm]:	130
Außentiefe [mm]:	210
Außenhöhe [mm]:	280
Nettogewicht [kg]:	1,60