18.04.2024 23:23

Modell: Verteilerbehälter aus Edel- stahl m.Inhaltsanz., Inh.:25 l

Artikelnummer: 3.88.125

Bestimmungsgemäße Verwendung: Sicherheitsbehälter und Reinigungsgefäße



Edelstahl 1.4301 unpoliert Maße: ca. 300 x 530 (D x H in mm) mit umlaufendem Tragegriff, stapelbar, Füllstandsanzeige aus PFA, Flammsperre im Behälterhals, manueller Vakuum-/Überdruckausgleich in der Schraubkappe, Flammsperre in Einfüllöffnung, selbstschließender Zapfhahn, Behälterkennzeichnung nach GefStoffV und BGV A8.

Kategorie: für flüssige Gefahrstoffe Außenhöhe [mm]: 530, Bruttogewicht [kg]: 10,00, Nettogewicht [kg]: 7,40,