

Modell: Verteilerbehälter aus Edel- stahl m.Inhaltsanz., Inh.:10 l Artikelnummer: 3.88.210

Bestimmungsgemäße Verwendung: Sicherheitsbehälter und Reinigungsgefäße



Edelstahl 1.4571 unpoliert Maße: ca. 260 x 340 (D x H in mm) Füllstandsanzeige aus PFA, Flamm Sperre im Behälterhals, selbstschließender Dosierhahn mit Belüftung, manueller Vakuum-/Überdruckausgleich, Behälterkennzeichnung nach GefStoffV und BGV A8.

Kategorie: für flüssige Gefahrstoffe Außenhöhe [mm]: 340, Bruttogewicht [kg]: 5,20, Nettogewicht [kg]: 2,50,