

Modell: Transportkanne aus Edelstahl Inhalt: 1 l Artikelnummer: 3.89.001

Bestimmungsgemäße Verwendung: Sicherheitsbehälter und Reinigungsgefäße



Edelstahl 1.4571 unpoliert Maße: ca. 110 x 238 (D x H in mm) Dichter Verschluss, Deckel unverlierbar an biegsamer Welle, Flamm Sperre im Behälterhals, bauartzugelassenes Gefäß nach ADR, RID und und IMDG-Code, Behälterkennzeichnung nach GefStoffV, BGV A8 und ADR/RID. BAM-Zulassung

Kategorie:	für flüssige Gefahrstoffe
Außenhöhe [mm]:	238
Nettogewicht [kg]:	0,50