

# Modell: Transportkanne aus Edelstahl Inhalt: 2 l

## Artikelnummer: 3.89.002

Bestimmungsgemäße Verwendung: Sicherheitsbehälter und Reinigungsgefäße



Edelstahl 1.4571 unpoliert Maße: ca. 130 x 270 (D x H in mm) Dichter Verschluss, Deckel unverlierbar an biegsamer Welle, Flamm Sperre im Behälterhals, bauartzugelassenes Gefäß nach ADR, RID und und IMDG-Code, Behälterkennzeichnung nach GefStoffV, BGV A8 und ADR/RID. Prüfungen: BAM-Zulassung

Kategorie:	für flüssige Gefahrstoffe
Außenhöhe [mm]:	295
Nettogewicht [kg]:	0,70