

Modell: Transportkanne aus Edelstahl Inhalt: 2 l

Artikelnummer: 3.89.002

Bestimmungsgemäße Verwendung: Sicherheitsbehälter und Reinigungsgefäße



Edelstahl 1.4571 unpoliert Maße: ca. 130 x 270 (D x H in mm) Dichter Verschluss, Deckel unverlierbar an biegsamer Welle, Flamm Sperre im Behälterhals, bauart zugelassenes Gefäß nach ADR, RID und und IMDG-Code, Behälterkennzeichnung nach GefStoffV, BGV A8 und ADR/RID.

Prüfungen: BAM-Zulassung

Kategorie: für flüssige Gefahrstoffe Außenhöhe [mm]: 295, Bruttogewicht [kg]: 2,00, Nettogewicht [kg]: 0,70,