

**Modell: Allzweck-Transportbehälter aus Edelstahl,
Inhalt: 20 l
Artikelnummer: 3.89.020**

Bestimmungsgemäße Verwendung: Sicherheitsbehälter und Reinigungsgefäße



Edelstahl 1.4301 poliert Maße: ca. 175 x 360 x 490 (B x T x H in mm) mit Stellfüßen, Handgriff an der Rückseite, 3/4 "-Anschluss, dichter Verschluss, Deckel unverlierbar an biegsamer Welle, Flamm Sperre im Behälterhals, bauartzugelassenes Gefäß nach ADR, RID, IMDG-Code und ICAO-TI, Behälterkennzeichnung nach GefStoffV, BGV A8 und ADR/RID. Prüfungen: BAM-Zulassung

Kategorie:	für flüssige Gefahrstoffe
Außenbreite [mm]:	175
Außentiefe [mm]:	360
Außenhöhe [mm]:	490
Nettogewicht [kg]:	4,40