

Modell: Allzweck-Transportbehälter aus Edelstahl, Inhalt: 20 l Artikelnummer: 3.89.020

Bestimmungsgemäße Verwendung: Sicherheitsbehälter und Reinigungsgefäße



Edelstahl 1.4301 poliert Maße: ca. 175 x 360 x 490 (B x T x H in mm) mit Stellfüßen, Handgriff an der Rückseite, 3/4 "-Anschluss, dichter Verschluss, Deckel unverlierbar an biegsamer Welle, Flamm Sperre im Behälterhals, bauartzugelassenes Gefäß nach ADR, RID, IMDG-Code und ICAO-TI, Behälterkennzeichnung nach GefStoffV, BGV A8 und ADR/RID. Prüfungen: BAM-Zulassung

Kategorie: für flüssige Gefahrstoffe Außenhöhe [mm]: 490, Außenbreite [mm]: 175, Außentiefe [mm]: 360, Bruttogewicht [kg]: 5,00, Nettogewicht [kg]: 4,40,