

Modell: Transportbehälter aus Edelstahl, Inhalt: 25 l Artikelnummer: 3.89.025

Bestimmungsgemäße Verwendung: Sicherheitsbehälter und Reinigungsgefäße



Edelstahl 1.4301 unpoliert Maße: ca. 300 x 530 (D x H in mm) mit umlaufendem Tragegriff, stapelbar, dichter Verschluss, manuelle Belüftung, Deckel unverlierbar an biegsamer Welle, Flamm Sperre im Behälterhals, bauartzugelassenes Gefäß nach ADR, RID, IMDG-Code und ICAO-TI, Behälterkennzeichnung nach GefStoffV, BGV A8 und ADR/RID. Prüfungen: BAM-Zulassung

Kategorie: für flüssige Gefahrstoffe Außenhöhe [mm]: 530, Bruttogewicht [kg]: 8,00, Nettogewicht [kg]: 6,20,