

Modell: Transportkanister aus Edelstahl, Inhalt: 5 l

Artikelnummer: 3.90.005

Bestimmungsgemäße Verwendung: Sicherheitsbehälter und Reinigungsgefäße



Edelstahl 1.4571 poliert Maße: ca. 130 x 210 x 290 (B x T x H in mm) Dichter Verschluss, Deckel unverlierbar an biegsamer Welle, Flamm Sperre im Behälterhals, bauartzugelassenes Gefäß nach ADR, RID, IMDG- Code, Behälterkennzeichnung nach GefStoffV, BGV A8 und ADR/RID.
Prüfungen: BAM-Zulassung

Kategorie: für flüssige Gefahrstoffe Außenhöhe [mm]: 290, Außenbreite [mm]: 130, Außentiefe [mm]: 210, Bruttogewicht [kg]: 2,00, Nettogewicht [kg]: 2,00,