

Modell: Transportkanister aus Edelstahl, Inhalt: 10 l

Artikelnummer: 3.90.010

Bestimmungsgemäße Verwendung: Sicherheitsbehälter und Reinigungsgefäße



Edelstahl 1.4571 poliert Maße: ca. 130 x 280 x 370 (B x T x H in mm) Dichter Verschluss, Deckel unverlierbar an biegsamer Welle, Flamm Sperre im Behälterhals, bauartzugelassenes Gefäß nach ADR, RID und IMDG-Code, Behälterkennzeichnung nach nach GefStoffV, BGV A8 und ADR/RID. Prüfungen: BAM-Zulassung

Kategorie:	für flüssige Gefahrstoffe
Außenbreite [mm]:	130
Außentiefe [mm]:	280
Außenhöhe [mm]:	370
Nettogewicht [kg]:	2,00