

Modell: Transportkanister aus Edelstahl, Inhalt: 10 l Artikelnummer: 3.90.010

Bestimmungsgemäße Verwendung: Sicherheitsbehälter und Reinigungsgefäße



Edelstahl 1.4571 poliert Maße: ca. 130 x 280 x 370 (B x T x H in mm) Dichter Verschluss, Deckel unverlierbar an biegsamer Welle, Flamm Sperre im Behälterhals, bauartzugelassenes Gefäß nach ADR, RID und IMDG-Code, Behälterkennzeichnung nach nach GefStoffV, BGV A8 und ADR/RID. Prüfungen: BAM-Zulassung

Kategorie: für flüssige Gefahrstoffe Außenhöhe [mm]: 370, Außenbreite [mm]: 130, Außentiefe [mm]: 280, Bruttogewicht [kg]: 2,00, Nettogewicht [kg]: 2,00,