

Modell: Waschbehälter aus Stahlblech Inhalt: 1,7 l Artikelnummer: 4.094.00

Bestimmungsgemäße Verwendung: Sicherheitsbehälter und Reinigungsgefäße



Maße: ca. 267 x 178 (D x H in mm), außen pulverbeschichtet rot, innen zinnbeschichtet, Deckel nach Benutzung selbstschließend, Behälterkennzeichnung nach GefStoffV und BGV A8. Prüfungen: FM/UL-geprüft

Kategorie: Reinigungsgefäße Außenhöhe [mm]: 178, Bruttogewicht [kg]: 3,00, Nettogewicht [kg]: 2,00,