

Modell: Sparanfeuchter VisiCon ohne Schauglas
aus Edelstahl, Inhalt: 1 l
Artikelnummer: 4.10.011

Bestimmungsgemäße Verwendung: Sicherheitsbehälter und Reinigungsgefäße



Behälter Edelstahl 1.4571 (AISI 316Ti) poliert Maße: ca. 105 x 273 (D x H in mm) Dichtungen: LDPE ohne Schraubkappe Incl. Tränkteller mit Flamm Sperre und Pumpwerk Edelstahl 1.4301
Füllstandskontrolle Behälterkennzeichnung nach GefStoffV und Arbeitsrichtlinie A1.3 (ASR) vorbereitet. Tränkteller-Durchmesser: ca. 120 mm

Kategorie:	Reinigungsgefäße
Außenhöhe [mm]:	273
Nettogewicht [kg]:	2,00