

# Modell: Tränkbehälter aus Edelstahl Inhalt: 4 l

## Artikelnummer: 4.10.404

Bestimmungsgemäße Verwendung: Sicherheitsbehälter und Reinigungsgefäße



Edelstahl 1.4571 Abmessungen 260 x 135 (Durchmesser x H in mm) Flamm Sperre im Behälter  
 Kennzeichnung nach GefStofV und BGV AB

Kategorie:	Reinigungsgefäße
Außenhöhe [mm]:	135
Nettogewicht [kg]:	1,90