

Modell: Tränkbehälter aus Edelstahl Inhalt: 4 l Artikelnummer: 4.10.404

Bestimmungsgemäße Verwendung: Sicherheitsbehälter und Reinigungsgefäße



Edelstahl 1.4571 Abmessungen 260 x 135 (Durchmesser x H in mm) Flamm Sperre im Behälter
Kennzeichnung nach GefStofV und BGV AB

Kategorie: Reinigungsgefäße Außenhöhe [mm]: 135, Bruttogewicht [kg]: 2,00, Nettogewicht [kg]:
1,90,