

Modell: Sparanfeuchter aus Stahlblech Inhalt: 0,5 l Artikelnummer: 4.100.08

Bestimmungsgemäße Verwendung: Sicherheitsbehälter und Reinigungsgefäße



Maße: ca. 120 x 135 (D x H in mm) Tränkeller-Durchmesser: ca. 75 mm, innen zinnbeschichtet, außen pulverbeschichtet rot, Tränkeller mit Flamm Sperre, Pumpwerk aus Messing und PPS, Behälterkennzeichnung nach GefStoffV und BGV A8. Prüfungen: FM-geprüft

Kategorie: Reinigungsgefäße Außenhöhe [mm]: 135, Bruttogewicht [kg]: 1,00, Nettogewicht [kg]: 0,50,