

Modell: Sparanfeuchter aus Stahlblech Inhalt: 1 l
Artikelnummer: 4.101.08

Bestimmungsgemäße Verwendung: Sicherheitsbehälter und Reinigungsgefäße



Maße: ca. 180 x 145 (D x H in mm) Tränkeller-Durchmesser: ca. 135 mm innen zinnbeschichtet, außen pulverbeschichtet rot, Tränkeller mit Flamm Sperre, Pumpwerk aus Messing und PPS, Behälterkennzeichnung nach GefStoffV und BGV A8. Prüfungen: FM-geprüft

Kategorie:	Reinigungsgefäße
Außenhöhe [mm]:	145
Nettogewicht [kg]:	1,00