

# **Modell: Teilekorb passend f. 4.102.95/ 4.103.75/4.105.75/4.104.71 Artikelnummer: 4.101.11**

Bestimmungsgemäße Verwendung: Sicherheitsbehälter und Reinigungsgefäße



Maße: ca. 170 x 15 (D x H in mm), Stahlblech verzinkt

Kategorie: Reinigungsgefäße Außenhöhe [mm]: 203, Außenbreite [mm]: 254, Außentiefe [mm]: 203, Bruttogewicht [kg]: 0,50, Nettogewicht [kg]: 0,20,