

Modell: Tränkbehälter aus Stahlblech Inhalt: 1 l Artikelnummer: 4.101.75

Bestimmungsgemäße Verwendung: Sicherheitsbehälter und Reinigungsgefäße



Maße: ca. 120 x 130 (D x H in mm) innen zinnbeschichtet, außen pulverbeschichtet rot, Flamsperre als Tränkteller, Behälterkennzeichnung nach GefStoffV und BGV A8. Prüfungen: FM-geprüft

Kategorie: Reinigungsgefäße Außenhöhe [mm]: 130, Bruttogewicht [kg]: 1,00, Nettogewicht [kg]: 0,50,