

Modell: Sparanfeuchter aus Stahlblech Inhalt: 2 l

Artikelnummer: 4.102.08

Bestimmungsgemäße Verwendung: Sicherheitsbehälter und Reinigungsgefäße



Maße: 180 x 190 (D x H in mm) Tränkeller-Durchmesser: ca. 135 mm innen zinnbeschichtet, außen pulverbeschichtet rot, Tränkeller mit Flamm Sperre, Pumpwerk aus Messing und PPS, Behälterkennzeichnung nach GefStoffV und BGV A8. Prüfungen: FM-geprüft

Kategorie: Reinigungsgefäße Außenhöhe [mm]: 190, Bruttogewicht [kg]: 1,50, Nettogewicht [kg]: 1,00,