

# Modell: Sparanfeuchter aus Stahlblech Inhalt: 4 l Artikelnummer: 4.103.08

Bestimmungsgemäße Verwendung: Sicherheitsbehälter und Reinigungsgefäße



Maße: 180 x 270 (D x H in mm) Tränkeller-Durchmesser: ca. 135 mm innen zinnbeschichtet, außen pulverbeschichtet rot, Tränkeller mit Flamm Sperre, Pumpwerk aus Messing und PPS, Behälterkennzeichnung nach GefStoffV und BGV A8. Prüfungen: FM-geprüft

Kategorie: Reinigungsgefäße Außenhöhe [mm]: 270, Bruttogewicht [kg]: 2,00, Nettogewicht [kg]: 1,40,